



LABORATUVAR

SARF MALZEMELERİ

Hakkımızda

TerraBioMed genç ve dinamik bir laboratuvar sarf üreticisidir. Ürünlerimiz arasında universal pipet uçları, PCR tüpleri, qPCR strip tüpleri, santrifüj tüpleri, vidalı kapaklı tüpler ve serolojik pipetler bulunmaktadır. Ürünlerimiz stokludur.





Sağlığımız için Üretiyoruz

10µl Filtreli Pipet Ucu



GB-102

1 rack = 96 ADET

20µl Filtreli Pipet Ucu



GB-103

1 rack = 96 ADET

Filtreli Pipet Uçları (10/20/100/200/1000 µl) Dereceli ve Racklı

Yüksek Konfor ve Doğru Numune Taşımacılığı

Filtreli Pipet Uçlarımız, laboratuvar çalışmalarında hassasiyet ve güvenilirliği artırmak için özel olarak tasarlanmıştır. Özellikle moleküler biyoloji PCR, hücre kültürü, bakteriyoloji ve viroloji uygulamalarında sıkça tercih edilir. Numune transfer işlemlerinde doğru ölçüm ve kontaminasyonun önlenmesi amacıyla geliştirilmiş bu pipet uçları, laboratuvar verimliliğinizi artırır.

Özellikler ve Avantajlar:

Aerosol Kontaminasyonu Önleme: Racklı Pipet Uçlarımız, hidrofobik polietilen filtrelerden üretilmiştir. Bu filtreler, aerosol ve numune kontaminasyonunu önleyerek güvenilir sonuçlar elde etmenizi sağlar. Yüksek yoğunluğa sahip polietilen filtre bariyer görevi görür ve pipeti herhangi bir sıvı kaçma riskine karşı korur. PCR inhibitörleri içermez ve laboratuvar sonuçlarının doğruluğunu korur. Çapraz kontaminasyon riski efektif bir şekilde azaltılmış olurken aynı zamanda son kullanıcı için koruma sağlar.

Dayanıklı ve Hijyenik Üretim: Medikal sınıf virjin polipropilen ham maddesi kullanılarak üretilen pipet uçları, dayanıklı ve pürüzsüz yüzey kalitesi sunar. Salınım maddeleri kullanılmadan üretilen bu uçlar, değerli numunelerin kontamine olmasını önler.

Temiz Oda Standartlarında Üretim: Temiz odalarda üretilen Filtreli Pipet Uçları, insan DNA'sı, PCR inhibitörleri, DNaz, RNaz ve pyrogen gibi zararlı bileşenlerden tamamen arındırılmıştır. Bu da çapraz kontaminasyon riskini en aza indirir.

Otoklavlanabilirlik: Filtreli pipet uçları, popüler pipet markaları ile uyumlu olup, otoklavlanabilir olmaları (121 °C, 15 P.S.I, 15 dakika) sterilizasyon için uygundur. Bu, tekrarlayan kas hareketlerinden kaynaklanan riskleri azaltır ve iş akışını kolaylaştırır.

Hassas ve Hava Geçirmez Sızdırmazlık: Racklı tasarımı, pipet uçlarının laboratuvar ortamında doğru bir şekilde taşınmasını ve sıralanmasını sağlar. Uyumlu pipetler ile mükemmel sızdırmazlık sunarak test doğruluğunu ve güvenilirliğini artırır.

Uygulama Alanları:

Filtreli pipet uçları, PCR, hücre kültürü, bakteriyoloji, viroloji ve moleküler biyoloji laboratuvarlarında, tehlikeli numunelerle çalışırken güvenle kullanılabilir. Numune transfer işlemlerinde doğru ölçüm ve kontaminasyonu önleme özellikleri, laboratuvar sonuçlarının doğruluğunu önemli ölçüde artırır.

100µl Filtreli Pipet Ucu



1 rack = 96 ADET

GB-104



1 rack = 96 ADET

GB-105



GB-108

0.1 mL PCR tüpü, strip, düz kapak, beyaz

- DNase/RNase Free
- Steril

1 paket=125 strip



GB-109

0.2 mL PCR tüpü, strip, düz kapak, şeffaf

- DNase/RNase Free
- Steril

1 paket=125 strip



GB-110

0.2 ml PCR tüpü, düz kapak, şeffaf

- DNase/RNase Free
- Steril

1 paket =1000 adet



Eppendorf Deney Tüpü “Kilitli Kapaklı” 1,5 ml 500’lük Poşet

- Konik taban form tüm santrifüj rotorları ile uyumlu çalışmaya olanak sağlar,
- Mükemmel parlatılmış tüp iç cidarı minimum sıvı tutulmasını ve minimum ürün kaybını sağlar,
- “DNase, RNase, pirojen” içermez,
- Geliştirilmiş tüp tasarımı tek el ile kolayca açıp kapatmaya olanak verir,
- Kapak iç tasarımı tüpün hava ve sıvı geçirmesini önler,
- Hacim çizelgesi doldurulan sıvı hacminin gözlenmesine olanak.



Steril 2 ml Cryo Tüp, 100'lük ve 500'lük Adet/Poşet

- Ayakta Durarabilen,
- Dayanıklı Non-Pirojenik Steril
- Contalı kapaklı model seçenekleri,
- Contasız kapaklı model seçenekleri,
- Dnase Rnase içermez,
- Yüksek ısıya dayanıklı,
- Ayakta durabilir,
- Sızdırmaz kapak yapısı,
- Tanımlama için sınıflandırılmış serigrafı yazma alanı,

15 mL Santrifüj Tüpü

- Polipropilen
- Taksimatlı
- Vidalı Kapaklı
- DNase/RNase free

1 paket=25 adet



GB-106

50 mL Santrifüj Tüpü

- Polipropilen
- Taksimatlı
- Vidalı Kapaklı
- DNase/RNase free

1 paket=25 adet



GB-107



GB-111

5 mL Serolojik Pipet

- Steril

1 paket = 50 adet



GB-112

10 mL Serolojik Pipet

- Steril

1 paket = 50 adet

25 mL Serolojik Pipet

- Steril

1 paket = 25 adet



GB-113

50 mL Serolojik Pipet

- Steril

1 paket = 25 adet



GB-114



Yükseliş Hastane Ekipmanları

Saray Mah. 50 Cad, No:11a
Kahramankazan, Ankara, Turkey
T:+90.312.394 08 71 - 72
F: +90.312.394 08 73
info@yukselismedikal.com